



OCLUSOR ESTÉRIL

O **Oclusor Estéril** é fabricado em acrílico, 100% de polietileno claro e foi desenhado exclusivamente para terapia oclusiva. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionado em caixa de papelão e esterilizado em óxido de Etileno.

O **Oclusor Estéril** foi projetado especificamente para o olho operado no pós-cirúrgico.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

- 1) Abrir a embalagem de forma asséptica, para garantir a esterilidade do produto.
- 2) Retire cuidadosamente o produto de dentro da embalagem;
- 3) Para melhor adesão limpe e seque previamente a pele ao redor do olho
- 4) O paciente deverá fechar os olhos mantendo os músculos faciais relaxados, a fim de evitar o aparecimento de rugosidades no produto.
- 5) Centralizar e Fixar o produto, com fita adesiva microporosa, na face do paciente, de acordo com o olho operado.
- 6) Troque o oclusor, de acordo com as instruções do médico.

PRECAUÇÕES DE USO / ADVERTÊNCIAS / CUIDADOS ESPECIAIS:

- Abrir a embalagem no momento de usar, com técnicas assépticas.
- Em caso de dúvidas quanto a integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.
- Uma vez utilizado o produto, o material deverá ser descartado adequadamente de acordo com normas estabelecidas.
- Cuidado ao retirar o produto para não prejudicar os tecidos oculares protegidos.
- Visando assegurar e garantir a qualidade e eficácia do produto devem ser observados todos os cuidados referentes ao seu armazenamento.
- O produto é destinado aos profissionais da área médico-hospitalar, devidamente especializados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso.
- Certificar se o prazo da esterilização está dentro da validade.
- Caso a embalagem esteja violada ou danificada o produto deve ser considerado não estéril.
- Não usar o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou molhada.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO/ MANIPULAÇÃO:

O produto é embalado individualmente em embalagem de papel grau cirúrgico sendo devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionado em caixa de papelão e esterilizado pelo processo de ÓXido de Etileno

Transportar e estocar o produto em local seco, arejado em temperatura ambiente, evitando a exposição direta ao calor, luz, umidade e sujeira.

As embalagens não devem ser deixadas à ação de intempéries.

Não danificar a embalagem a fim de garantir a esterilidade do produto.

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas devidamente especializadas na área médico-hospitalar.

ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR.

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.

ESTÉRIL.

ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO (ETO).



Fabricado e distribuído por:

INTERTECH INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP

C.N.P.J/M.F 01 .315.236/0001-80

Rua Camacam, nº 233 - Vila Anastacio

CEP: 05.095-000 - São Paulo/SP - BRASIL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Tel.: (0xx11) 3904-7983

E-mail: intertech.surgical@uol.com.br

Produto Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde: 80220130008

Resp. Técnica – Dra. Paula Braga Fernandes – CRF-SP 60087

Revisão Outubro/2021