



TERMOGEL IND. E COM. DE PRODUTOS DE ESTÉTICA LTDA

INSTRUÇÃO DE USO

MÁSCARAS TERMOGEL

Descrição:

Consiste em uma máscara térmica (bolsa de gel térmica) ideal para relaxar, através de ação térmica quando utilizada gelada ou quente.

Indicação do Produto:

COMPRESSA QUENTE:

Alivia a congestão da sinusite e do resfriado, abre os poros antes da limpeza de pele e quando, alguns minutos antes, melhora a absorção de cremes hidratantes e nutritivos.

COMPRESSA GELADA:

Alivia a enxaqueca, o inchaço, queimaduras do sol, ajuda a relaxar e atenua as olheiras, acalma irritações e tonifica a pele cansada. É ideal para fechar os poros depois da limpeza de pele e quando usada após a cirurgia plástica ajuda a reduzir o inchaço e as equimoses.

Composição:

Composição para 600 litros de gel

Propilenoglicol 150 litros

CMC – Carboximetilcelulose RD..... 4 kg

Phenonip (ésteres de Parabeno em Phenoxyetanol)..... 1 litro

Água 450 litros

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados de Conservação:

Produto não apresenta precauções ou restrições para seu uso.

Manter longe do alcance de crianças.

Modo de Uso:

COMPRESSA QUENTE:

Aquecer 2 litros de água até ferver, apagar o fogo ou desligar no micro-ondas e mergulhar a máscara na temperatura desejada. Não retirar da água com objetos pontiagudos e proteger o corpo com uma toalha enquanto estiver muito quente. Usar por 15 minutos.

COMPRESSA GELADA:

Manter na geladeira (não no congelador) de 2 a 4 horas ou até obter o resfriamento desejado e usar por 15 minutos de cada vez. No caso de tratamentos prolongados, pode ser mantida na geladeira para estar sempre pronta para usar.

Cuidados de Armazenamento:

Manter em local seco e limpo. Evitar contato com materiais pontiagudos.

Produto não necessita de cuidados especiais de armazenamento ou transporte, deve-se somente ser evitado o contato com materiais pontiagudos.

Fabricado por:

TERMOGEL IND. E COM. DE PRODUTOS DE ESTÉTICA LTDA.

Rua. Conselheiro Elias de Carvalho, 629 – São Paulo – SP – CEP: 04373-000

Tel.(0XX11) 5563-7237 – E-mail: termogel@termogel.com.br

CNPJ: 01.152.141/0001-92 – Indústria Brasileira

Notificação ANVISA nº: 80023590007

FRANCISCO JOSE

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE MARI/01435088816
Dados: 2021.10.27 17:55:49 -03'00'

MARI:01435088816

RESPONSÁVEL LEGAL

FRANCISCO JOSÉ MARI

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ELIANA YUMI TOYOTA

CRQ IV/SP Nº 04342770

Rua: Conselheiro Elias de Carvalho, nº 629 – Vila Santa Catarina CEP: 04373-000 Jabaquara – SP

Tel: (0xx11) 5563-7237 - e-mail termogel@termogel.com.br / www.termogel.com.br

CNPJ 01.152.141/0001-92 - Indústria Brasileira