

## Prophylactic Paste Shine

### ENGLISH

Presentation:  
Tube with 90g.

Composition:  
Calcium carbonate, pumice stone, glycerin, sodium lauryl sulfate, flavor, sweetener, thickener, preservative, purified water and fluorine (2000 ppm).

Indication:  
Prophylactic cleaning to remove exogenous stains, plaques, material alba and oral waste.

How to Use:  
Apply small amount of paste with the rubber cup on the surface of the teeth, using low speed until complete removal of stains and plaques. Then rinse.

Advertencias y precauciones:  
- Utilización restricta de profesionales especializados en Odontología, conforme la legislación local;  
- Seguir rigurosamente los procedimientos entregados en las Instrucciones de Uso;  
- Durante el procedimiento se debe tomar cuidado con la abrasión excesiva de cualquier material restaurador presente, ya que estos son susceptibles al desgaste debido a su baja dureza;  
- Aplicar con cuidado en las áreas con dentina expuesta;  
- El uso diario del producto puede causar el desgaste del esmalte;  
- El uso en niños menores de 2 años puede conducir a la fluorosis dental, debido a la ingestión accidental de este producto;  
- No utilizar el producto del plazo de validez;  
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Contraindications and Collateral Effects:  
It should not be used in people with reported sensitivity to its components.

Storage and Transport:  
Always store the product in its original packaging, at room temperature. Protect it from direct exposure to sunlight.



maquira

## Pasta Profilática Shine

### Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones Consult the safety, danger and precautions information
--	--

	Manter seco Mantener seco Keep dry
--	--

	Ler as instruções de uso Leer las instrucciones de uso Read the instructions of use
--	---

	Manter ao abrigo do sol Mantener al abrigo del sol Keep sheltered from sunlight
--	---

MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.  
CNPJ: 05.823.205/0001-90  
Av. Melvin Jones, 773  
Parque Industrial Bandeirantes - 87070 030  
Maringá - PR  
Farmacêutica Responsável:  
Fabiana Mamprim Grippa - CRF/PR16.046  
Registro ANVISA nº: 80322400022  
Data revisão: 29/05/2018 - rev. 06



www.maquira.com.br

Cinterqual Soluções de Comércio Internacional, Ltda.  
Rua Fran Pacheco, nº 220 2º andar - 2900-374  
Tel/Fax: +351 2652.38237  
Setúbal - Portugal



## Pasta Profilática Shine

### ENGLISH

Apresentação:  
Bisnaga com 90g.

Composição:  
Carbonato de cálcio, pedra pomes, glicerina, lauril sulfato de sódio, flavorizante, edulcorante, espessante, conservante, água purificada e flúor (2000 ppm).

Indicação:  
Para limpeza profilática na remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais.

Modo de Uso:  
Aplicar pequena quantidade da pasta com a taça de borracha na superfície dos dentes, utilizando baixa rotação até completa remoção das manchas e placas. Em seguida enxaguar.

Advertências e Precauções:  
- Utilização restrita de profissionais especializados em odontologia, conforme legislação local;  
- Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos nas Instruções de Uso;  
- Durante o procedimento deve se tomar cuidado com a abrasão excessiva de qualquer material restaurador presente, pois estes são suscetíveis ao desgaste devido a sua baixa dureza;  
- Aplicar com cuidado nas áreas com dentina exposta;  
- O uso diário do produto pode causar o desgaste do esmalte;  
- O uso em crianças menores de 2 anos pode acarretar em fluorose dental, devido a ingestão accidental desse produto;  
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade;  
- Manter longe do alcance de crianças.

Contra-indicações e Efeitos Colaterais:  
Não deve ser utilizado em pessoas com relatada sensibilidade aos seus componentes.

Armazenamento e Transporte:  
Armazenar o produto sempre em sua embalagem original, fechada, em temperatura ambiente. Proteger da incidência direta da luz do sol.



## Pasta Profilática Shine

### ESPAÑOL

Presentación:  
Tubo con 90g.

Composición:  
Carbonato de calcio, piedra, pómez, glicerina, lauril sulfato sódico, saborizante, edulcorante, espesante, conservante, agua purificada y flúor (2000 ppm).

Indicación:  
Para limpieza profiláctica na remoción de manchas exógenas, placas, materia alba y residuos orales.

Modo de Uso:  
Aplique una pequenã cantidad de la pasta con la copa de goma en la superficie de los dientes, utilizando baja rotación hasta completa remoción de las manchas y placas. Enseguida enjagüe.

Advertencias y Precauciones:  
- Utilización restricta de profesionales especializados en Odontología, conforme la legislación local;  
- Seguir rigurosamente los procedimientos entregados en las Instrucciones de Uso;  
- Durante el procedimiento se debe tomar cuidado con la abrasión excesiva de cualquier material restaurador presente, ya que estos son susceptibles al desgaste debido a su baja dureza;  
- Aplicar con cuidado en las áreas con dentina expuesta;  
- El uso diario del producto puede causar el desgaste del esmalte;  
- El uso en niños menores de 2 años puede conducir a la fluorosis dental, debido a la ingestión accidental de este producto;  
- No utilizar el producto del plazo de validez;  
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Contraindicaciones y Efectos Colaterales:  
No debe ser utilizado en personas con relatada sensibilidad a sus componentes.

Almacenamiento y Transporte:  
Almacenar el producto siempre en su envase original, cerrada, a temperatura ambiente. Proteger de la incidencia directa de la luz del sol.

