

Camphorate Paramonochlorophenol

ENGLISH

Content:

Bottle with 20 ml.

Indication:

The CAMPHORATE PARAMONOCHLOROPHENOL is an antiseptic product used as an intracanal medication (temporization).

Product Description:

The CAMPHORATE PARAMONOCHLOROPHENOL is a colorless or pale yellow liquid with a camphor aroma. It has antiseptic properties of phenol and chlorine, and has a broad antibacterial spectrum, being also effective against fungi. Camphor is a vehicle and also decreases the irritant action of the phenolic derivative, resulting in a low-power aggression substance on the living tissue when used the shown concentration.

Composition:

Paramonochlorophenol, camphor, ethanol and purified water.

How to Use:

1. Instrument and dry the root canal.
2. Soak a cotton ball in the product and dry it with a small cotton roll.
3. Place the dry cotton ball in the pulp cavity and close tightly with appropriate cement.
4. The estimated time of use is 24 to 48 hours. Then, remove the bandage and carry out root canal filling.

Precautions:

- Product for dental surgeons use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the product with expired expiration date.
- Non-sterile.
- This product is manufactured for dental use and should be handled according to instructions.

Transport and Storage:

Store tightly closed in a clean, fresh and light-protected place.

Validity:

24 months.

Paramonoclorofenol Canforado

maquira

**Maquira Indústria de
Produtos Odontológicos
S.A.**

Av Melvin Jones, 773
Parque Industrial Bandeirantes
87070-030 - Maringá - PR
CNPJ: 05.823.205/0001-90

**Farmacêutica Responsável:
Fabiana Mamprim Grippa
CRF/PR 16.046**

REGISTRO ANVISA N. 80322400103

SAC: 0800 726 5848

Data revisão: 29/05/2018 rev: 01

Paramonoclorofenol Canforado

PORTUGUÊS

Conteúdo:

Frasco de 20 ml.

Indicação:

O PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO é utilizado como antisséptico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora).

Descrição do Produto:

O PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO é um líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora. Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos. A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada.

Composição:

Paramonoclorofenol, cânfora, etanol e água purificada.

Modo de Uso:

1. Instrumentar e secar o canal radicular.
2. Embeber uma bolinha de algodão com o produto e seca-lá com um pequeno rolo de algodão.
3. Colocar a bola de algodão seca no canal e fechar hermeticamente com cimento apropriado.
4. O tempo estimado de uso é de 24 à 48h. Após, remover o curativo e proceder a obturação do canal radicular.

Precauções:

- Produto de uso exclusivamente do cirurgião-dentista.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
- Não estéril.
- Este produto foi fabricado para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar bem fechado em local limpo, fresco e ao abrigo da luz.

Validade:

24 meses.

Paramonoclorofenol Alcanforado

ESPAÑOL

Contenido:

Frasco de 20 ml.

Indicación:

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO es utilizado como antiséptico, siendo empleado como medicación intracanal (curativo de demora).

Descripción del Producto:

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO es un líquido incoloro o amarillo claro con aroma característico de alcanfor. Posee propiedades antisépticas del fenol y del cloro y presenta un amplio espectro antibacteriano, siendo eficaz también contra hongos. El alcanfor, además de servir como medio, disminuye la acción irritante del derivado fenólico, resultando en una sustancia de bajo poder de agresión a los tejidos vivos en la concentración presentada.

Composición:

Paramonoclorofenol, alcanfor, etanol y agua purificada.

Modo de Uso:

1. Instrumente y seque el canal radicular.
2. Embeba una bolita de algodón con el producto y séquela con un pequeño rollo de algodón.
3. Coloque la bolita de algodón seca en el canal y cierre herméticamente con cemento apropiado.
4. El tiempo estimado de uso es de 24 a 48h. Enseguida, remueva el curativo y proceda la obturación del canal radicular.

Precauciones:

- Producto de uso exclusivamente del cirujano-dentista.
- Mantenga fuera del alcance de niños.
- No utilice el producto con el plazo de validez vencido.
- No estéril.
- Este producto fue fabricado para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacene bien cerrado en local limpio, fresco y al abrigo de la luz.

Validez:

24 meses.