

Título:

CURATIVOS FLEXÍVEIS CREMER

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 09/09/2019

ANVISA: 80245210071

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

Os Curativos flexíveis Cremer são indicados para a cobertura de pequenos ferimentos.

Possuem uma textura suave que auxilia no processo de cicatrização de lesões e pequenos cortes, protegendo o ferimento de infecções provocadas pela ação de bactérias. Além disso, se ajustam facilmente a pele.

Sua composição permite que a pele respire. Possui bordas adesivadas ao redor da almofada, permitindo total fechamento do ferimento e dificultando contaminações, além de possuir uma compressa não aderente, com uma película protetora que não gruda no ferimento.

2. Especificação do Produto:

Os Curativos flexíveis Cremer são compostos de filme termoplástico com adesivo acrílico, compressa/almofada de fibras sintéticas e camada de polietileno. São isentos de látex.

São comercializados nos formatos extragrande, redondo e tradicional (tiras) nas cores bege e transparente.

3. Características do Produto:

Característica	Especificação do Produto
Adesão à placa de aço 90° (N/cm)	3,8 – 7,00

Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios. Os testes são realizados de acordo com normas internacionalmente aceitas.

Um rolo separadamente pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.

4. Foto Ilustrativa:



5. Apresentação:

Código Cremer	Descrição do Item	Unidades por cartucho	Cartuchos por caixa	EAN-13
342352	Curativo Creme redondo transparente Cremer	16	88	7891800341966
342307	Curativo tradicional transparente Cremer	10	110	7891800341997
342321	Curativo tradicional transparente Cremer	40	32	7891800341942
342291	Curativo tradicional bege Cremer	10	110	7891800342000
342338	Curativo tradicional bege Cremer	40	32	7891800341935
342369	Curativo Extragrande Cremer	10	24	7891800342369

6. Validade:

4 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Escolha o modelo de curativo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido;
- ✓ Lave e seque bem as mãos antes de manipular o curativo;
- ✓ Limpe e seque o ferimento e a pele em volta do ferimento;
- ✓ Usar uma solução antisséptica antes da fixação do curativo pode auxiliar na descontaminação da área lesionada;
- ✓ Retire o papel de proteção do curativo;
- ✓ Aplique o curativo colocando a almofada sobre o ferimento;
- ✓ Não aplique a parte adesivada sobre a pele lesionada;
- ✓ Pressione levemente todas as laterais do curativo para melhor fixação.

8. Contraindicações de uso

Não utilizar caso a embalagem esteja violada. Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

9. Precauções

Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. Em caso de eventual irritação, descontinue o uso e procure auxílio médico.

10. Esterilização

Os Curativos flexíveis Cremer são apresentados na forma não estéril, podendo ser esterilizado, se necessário, por óxido de etileno ou raio gama.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774