



INSTRUÇÕES DE USO - AVENTAL DESCARTÁVEL PROTDESC

Modo de Uso do Produto: Vestir o Avental, aproveitando a facilidade da dobra, e ajustá-lo ao tronco. Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz, calor e umidade.

Indicação de Uso: Produto indicado para proteção do usuário durante procedimentos médicos ou odontológicos. Evita a contaminação cruzada e oferece proteção contra respingos e contaminantes na região coberta pelo avental. Promove segurança em ambientes que necessitam cuidados especiais. Indicado para uso em áreas hospitalares, industriais (química, alimentícia, etc)

Prazo de Validade: 02 (dois) anos a partir da data de fabricação.

Advertências: Não utilizar o produto em caso de embalagem violada. Produto descartável, uso único. Não reprocessar. Após o uso descartar em lixo apropriado de acordo com a natureza do contaminante.

PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ:08.442.245/0001-80