

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA O TESTE DE GLICOSE DA WELLIONVET GLUCO CALEA



wellion
vet



As seguintes recomendações ajudarão a realizar corretamente o teste de glicose no seu animal de estimação, de maneira a conseguir um resultado preciso e de confiança:

1. ARMAZENAMENTO CORRETO DO APARELHO

Temperatura: Armazenar entre 0°C e 70°C, temperatura para o uso entre 10°C e 40°C, humidade relativa: <90%

2. ARMAZENAMENTO CORRETO DAS TIRAS DE TESTE

Temperatura: entre 4°C e 30°C; feche o frasco das tiras de teste imediatamente após retirar uma tira, para evitar humidade e entrada direta de luz solar! Não use molhada, danificada ou com as tiras vencidas.

3. USO CORRETO DO CODECHIP

Assegure-se de usar o codechip designado para a espécie que vem com cada novo frasco de tiras. Por favor, verifique se o número de código da tela é equivalente ao número de código do chip no frasco das tiras.



Realize o teste de glicose sob condições quietas e relaxadas!

4. HIGIENE

Lave suas mãos cuidadosamente e não toque nas tiras com mãos sujas ou molhadas. O local para retirar a amostra de sangue deve estar limpo e seco. Se for usar os lábios para testagem deve haver um intervalo entre a ingestão de comida e o teste.





wellion
vet

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA O TESTE DE GLICOSE DA WELLIONVET GLUCO CALEA



5. IMPACTO DE TEMPO

Prepare seu medidor de glicose sanguínea Wellion GLUCO CALEA e uma tira de teste antes do procedimento de amostragem de sangue. Depois que o sangue começa a coagular ele fica mais grosso e a amostra não consegue alcançar a zona de reação da tira de teste facilmente.

6. AMOSTRA DE SANGUE

Possíveis locais para punção são as orelhas, as patas, ou o lábio do animal. Recomendação: Você pode fazer uma leve massagem nas orelhas antes da punção, para tornar a amostragem de sangue mais fácil uma vez que isso melhora a circulação sanguínea. Wellion GLUCO CALEA apenas precisa de uma pequena porção de 0,5 µl de sangue para o teste. Evite espremer o local de punção uma vez que a amostra de sangue pode ser diluída com fluidos intersiticiais.

7. ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA

Aplique a ponta da tira de teste na amostra de sangue em um ângulo íngreme. O dispositivo alerta com um bip que a absorção da amostra sanguínea começou.

8. VERIFICAÇÃO VISUAL DA JANELA DE CONTROLE

Mantenha a tira de teste na amostra de sangue até que a janela de controle na tira esteja completamente cheia ao redor do círculo branco. A janela de controle deve estar completa com sangue antes da tira de teste ser removida da amostra de sangue novamente.

Não tem certeza se realizou o teste corretamente?

Você obteve um resultado de teste inesperado ou o resultado não equivaleu aos sintomas do seu animal de estimação?

- Certifique-se de que ter realizado corretamente todos os itens acima e repita o processo.
- Contate seu veterinário.

