

Título: FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA ESTÉRIL CREMER

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 07/08/2019

ANVISA: 10071150051

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

A Fita microporosa hipoalérgica estéril Cremer é indicada para todos os tipos de curativos em regiões do corpo de alta sensibilidade. Possui excelente fixação, se adequando facilmente a qualquer região do corpo devido a sua fina espessura. É hidro-repelente, permeável ao ar, aos vapores d'água, sendo também indiferente à radiação termoestável e de finíssima espessura, além de permitir a livre transpiração da pele.

2. Especificação do Produto:

A Fita microporosa hipoalérgica estéril Cremer é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscosa e adesivo acrílico hipoalergênico. Não possui látex ou compostos de borracha natural em sua composição, sendo hipoalérgica. Leve, de fácil rasgo e uso, pode ser utilizada por pessoas com pele sensível, como crianças e idosos.

É comercializada na forma estéril, sendo esterilizada por raio gama, em forma de tiras de fita microporosa aplicadas sobre uma cartela de liner branco, embaladas em envelopes com 2 unidades cada.

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto (média)
Adesão à 90° (N/cm)	1,35
Espessura Total (mm)	0,13
Força de Desenrolamento (N/cm)	1,1
Tack (cm)	Máx. 20

Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios. Os testes são realizados de acordo com normas internacionalmente aceitas.

Um rolo separadamente pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.

4. Foto Ilustrativa:



5. Apresentação:

Código Cremer	Descrição do Item	Unidades por caixa	EAN-13
230536	Fita Microporosa Hipoalérgica Estéril Cremer 2,5cmx10cm	400	7891800230659
230574	Fita Microporosa Hipoalérgica Estéril Cremer 5,0cmx15cm	400	7891800230697
230635	Fita Microporosa Hipoalérgica Estéril Cremer 5,0cmx30cm	1100	7891800230758

6. Validade:

2 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Escolha o tamanho da fita microporosa de acordo com o uso pretendido;
- ✓ Lave e seque bem as mãos antes de manipular o curativo;
- ✓ Limpe e seque a pele em volta do ferimento;
- ✓ Abra a embalagem de forma asséptica, mantendo a esterilidade do produto;
- ✓ Aplique a fita microporosa nas extremidades da gaze/ curativo estéril para sua fixação, pressionando levemente a fita, a partir de um movimento de alisar a fita;
- ✓ Não aplique diretamente sobre a pele lesionada ou sobre ferimentos;
- ✓ Produto recomendado para o uso em pessoas com pele sensível, como idosos e bebês.

8. Contraindicações de uso

Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

9. Precauções

- Deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo.
- Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
- Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico.
- Se necessário, use apenas vaselina para a remoção, não use outros solventes.
- PROIBIDO REPROCESSAR.

10. Esterilização

A esterilização de materiais consiste na eliminação de vida microbiológica. Os produtos Cremer são produzidos a partir dos princípios das boas práticas de fabricação, atendendo as exigências de produtos para a saúde estéreis.

A Fita microporosa hipoalérgica estéril é esterilizada por Raio gama (RG).

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774