



**FICHA TÉCNICA COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL  
BIOTEXTIL -HEMOGAZE, 10cm x 10cm, 11, 13 ou 20 FIOS  
POR CM<sup>2</sup>, PACOTE COM 500 UNIDADES**

## **1 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:**

### **1.1 Nome técnico do produto:**

Compressa de gaze Não Estéril Biotêtil - **Hemogaze** 8 camadas 5 dobras - 10 cm x 10 cm ( dobrada) 20 cm x 40 cm (aberta).

### **1.2 Apresentação comercial do produto:**

Compressa de gaze Não Estéril Biotêtil - **Hemogaze**, hidrófila 8 camadas, 5 dobras 10 cm x 10 cm, podendo conter 11, 13 ou 20 fios por cm<sup>2</sup>, pacote com 500 unidades.

### **1.3 Registro Regulamentador:**

Registro/cadastro pela ANVISA - **80113320001**.

### **1.4 Classificação Fiscal :**

Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, curativos (pensos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionadas para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários.

### **1.5 Descrição geral do produto:**

As compressas de gaze Não Estéril - Hemogaze são fabricadas em tecido 100% algodão hidrófilo, macias, absorventes, com baixa densidade de fios por centímetro, malha simples e pouco cerradas, branqueadas e desprovidas de substâncias gordurosas. Tecido alvejado (isento de impurezas, amido, dextrina, corantes corretivos, alvejantes ópticos, álcalis e ácidos). Fornecidas em compressas são inodoras e insípidas. Suas dobras são confeccionadas todas para dentro, não apresentando fios soltos e fiapos.

## **2. INSTRUÇÕES DE USO:**

Retirar as compressas de gaze de sua embalagem e aplicar no local afetado.

Caso necessário, podem ser esterilizadas à **ETO (óxido de etileno), autoclave à vapor ou radiação gama, antes de sua utilização.**

Indicado para limpeza e proteção da pele lesada, na realização de curativos, ou em outros procedimentos cirúrgicos, médicos, odontológicos ou de enfermagem.



**FICHA TÉCNICA COMPRESSA DE GAZE BIOTEXTIL –  
HEMOGAZE, 10cm x10cm, 11, 13 ou 20 FIOS POR CM<sup>2</sup>,  
PACOTE COM 500 UNIDADES**

### **3. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Produto de uso único - Proibido reprocessar.

Após o uso deve ser descartado em local apropriado.

Não utilizar o produto caso a embalagem estiver violada ou danificada.

### **4. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.**

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco, protegido de umidade e sujeira.

### **5. INSTRUÇÕES PARA ESTERILIZAÇÃO:**

Sendo o produto não estéril, recomenda-se, caso necessário a esterilização, conforme **procedimento adequado** antes de sua utilização.

O produto pode ser esterilizado à radiação ionizante (radiação gama), óxido de etileno ( **eto** ), vapor sob pressão (autoclave).

### **6. CÓDIGO DE BARRA:**

Número de código de barra do produto compressa de gaze biotêtil – Hemogaze 10 cm x 10cm não estéril;

11 fios/cm<sup>2</sup> - **7898401410688.**

13 fios/cm<sup>2</sup> - **7898401410695.**

20 fios/cm<sup>2</sup> - **7898401410701.**

### **7. QUANTIDADE DO PRODUTO NA CAIXA DE EMBARQUE.**

Contém **10 pacotes** com 500 unidades de compressa de gaze 11, 13 ou 20 fios por cm<sup>2</sup>.

### **8. DIMENSÃO DA CAIXA DE EMBARQUE:**

Altura 44 cm.

Largura 40 cm.

Comprimento 58 cm.