



## Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack

### DESCRIÇÃO

As **Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack** foram desenvolvidas para proteção de profissionais da área da saúde, formando uma barreira física entre o profissional e o paciente, minimizando possíveis contaminações.

Confeccionadas em não tecido possuem camada tripla, soldadas eletronicamente por ultrassom, onde a camada intermediária é composta por Meltblown que atua como elemento filtrante, oferecendo uma proteção contra partículas portadoras de microrganismos.

As **Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack** são de uso único, com clipe nasal, para melhor ajuste ao nariz e 3 pregas horizontais que devem ser ajustadas ao rosto. Disponíveis nas cores branca ou azul e nos modelos com elástico ou com tiras.

### PRODUTO



**Cadastro ANVISA:**10330669038  
**Fabricante:** Xiantao Fushi Protective Products Co., Ltd.

**Cadastro ANVISA:**10330660215  
**Fabricante:** Xiantao Fushi Protective Products Co., Ltd.

**Cadastro ANVISA:**10330660270  
**Fabricante:** Xiantao Fortune Medical Supplies Co., Ltd.

**Cadastro ANVISA:**10330660322  
**Fabricante:** Flavors of America S.A.

## INDICAÇÃO DE USO

As **Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack** foram desenvolvidas para proteção do profissional da Saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias. Indicadas pra minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Máscaras Cirúrgicas Triplas Descarpack** estão disponíveis em tamanho único e nas cores branca e azul.

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Máscara:** Não tecido 100% polipropileno com três camadas distintas: Spunbonded, Meltblown, Spunbonded;
- ❖ **Clipe nasal:** Tira de alumínio maleável, revestido de plástico.

## VALIDADE

Cinco (05) anos após data de esterilização.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

### Cartucho

| Modelo            | Código  | Qtde. por Cartucho | Qtde. Caixa Master |
|-------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Elástico – Branca | 0110601 | 50 unidades        | 150 cartuchos      |
| Tiras – Branca    | 0100701 | 50 unidades        | 100 cartuchos      |
| Elástico – Azul   | 0110601 | 50 unidades        | 150 cartuchos      |

### Pacote Plástico

| Modelo            | Código  | Qtde. por Pacote | Qtde. Caixa Master |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|
| Elástico – Branca | 0110701 | 50 unidades      | 150 pacotes        |

## **INSTRUÇÕES DE USO**

---

- ❖ Retire a máscara da embalagem original;
- ❖ Coloque a máscara sobre o rosto;
- ❖ Amarar as tiras ou ajustar o elástico atrás das orelhas;
- ❖ Ajustar o clipe da máscara no nariz;
- ❖ Ajustar as pregas verticais e horizontais;
- ❖ Após o uso, descartar em recipiente apropriado.

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;
- ❖ Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Produto não estéril;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.