



## **LAMPADA INFRAVERMELHO - INFRALIGHT IRED LAMP**

### **NORMAS DE GARANTIA**

#### **1- IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR**

Este termo de garantia é válido, desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do comprador e data de comercialização, pela empresa vendedora (detentora do registro)

#### **2- GARANTIA**

Pelo prazo de seis meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições acordadas nos "TERMOS DE GARANTIA".

### **TERMOS DE GARANTIA**

A MEDIHOSP, como importadora do equipamento, garante que este é isento de defeito de material ou de fabricação, em condições normais de uso.

A obrigação da MEDIHOSP limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças que, dentro do período normal da garantia a que alude estes termos, e cujo exame feita pela empresa fabricante ou autorizada, revele a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pelo fabricante ou autorizada, sendo as despesas de fretes, dentro do território nacional, por conta da MEDIHOSP., e de sua livre escolha o transportador.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:

- o produto da MEDIHOSP que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente;
- o produto da MEDIHOSP que tenha sido reparado ou alterado fora do fabricante ou autorizada, de modo que, no julgamento do fabricante ou autorizada, seja afetado seu desempenho e segurança.
- a deterioração normal de itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.

**Indicação de uso:** o calor profundo obteve melhora significativa no auxílio na diminuição a dor.

**Modo de uso:** Colocar próximo a região dolorida, **NÃO UTILIZE EM CIMA DA PELE.**

**Limpeza:** COM O EQUIPAMENTO **DESLIGADO E FRIO** UTILIZA-SE UM PANO ÚMIDO COM PRODUTO MULTIUSO.

**Condições de armazenamento, transporte e manipulação:** TEMPERATURA ENTRE 15°C - 30° C. ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO E LONGE DO CALOR EXCESSIVO



Lâmpada compatível com "suporte para lâmpada de Infra-vermelho de 110V e 220V".

Obs: não comercializamos os modelos acima.

**ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES:** Não exceder o uso para mais de 8 minutos.  
Não indicado para dores viscerais e cefaleias.

**Informações técnicas lâmpada:**

Tensão de alimentação: 110V OU 220V

Potência 150W

Frequência 50 -60 HZ

Conteúdo líquido: 0,3 kg

Altura: 14,7 cm

Largura: 12 cm

Profundidade: 12 cm

Importado e Distribuído por:

MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO  
HOSPITALARES LTDA

Fabricado na China

CNPJ: 22.949.063/0001-21

Rua Robert Bosch, 315 - Parque Industrial Tomas Edson – Cep: 01141-  
010 – São Paulo – SP

**SAC 011 2501 6272**

**SAC: [sac@medihosp.com.br](mailto:sac@medihosp.com.br)**

Responsável Técnico:

LEONARDO ROMANZOTTI PEREIRA CRF/SP: **58197**

**REGISTRO ANVISA: XXXXXXXXXXXXX**

**MANUAL DE USO REVISÃO 01**