

<b>Nome Técnico:</b>	Agulhas	<b>Part Number:</b>	FDN63	<b>Validade:</b>	5 anos
<b>Código do Produto:</b>	005116	<b>Marca/Submarca:</b>	UNIQMED	<b>NCM:</b>	9018.32.19
<b>Código de Barras:</b>	0619205025703	<b>Método de Esterilização:</b>	Óxido de etileno		
<b>Apresentação:</b>	Caixa com 100 unidades – Embaladas individualmente				
<b>Modelo:</b>	32G (0,23mm) x 4mm				
<b>ANVISA/MS:</b>	80155470341	<b>Classe de Risco:</b>	II	<b>Validade do Registro:</b>	Vigente
<b>Fabricante:</b>	FEEL TECH CO., LTD.				
<b>Origem:</b>	Coréia do Sul				

**Indicação:**

As Microagulhas Uniqmed, também conhecidas como mesoagulhas ou agulhas de Lebel, são indicadas para execução de procedimentos estéticos como aplicações de toxina botulínica, administração de soluções para intradermoterapia e em técnicas tais como Mesoterapia, Mesobotox, Microbotox e SkinBooster.

**Instruções de Uso:**

1. Abrir a embalagem assepticamente, no momento do uso;
2. Remover a tampa protetora;
3. Conectar a base da microagulha a uma seringa;
4. Aplicar a dose recomendada em local apropriado conforme técnica do profissional de saúde;
5. Após o uso descartar em coletor apropriado conforme legislação vigente.

**Composição:**

Cânula – Aço inoxidável 304

Eixo – Polipropileno

Tampa - Polietileno

Silicone (cânula siliconizada) – PDMS (Polidimetilsiloxano)

**Armazenamento e Conservação:**

Armazenar em local fresco, seco, ventilado, afastado de fontes de calor e umidade. Não expor à luz solar direta. Armazenar em temperatura ambiente.

**Precauções:**

- Produto para uso profissional.
- Não utilizar se a embalagem individual estiver violada ou danificada.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade.
- Produto de uso único, descartar após o uso (não reutilizar).
- Descartar em recipiente apropriado para perfurocortantes conforme legislação vigente.



Imagem do Produto:

