

Indicação de Uso

Apoio compressivo na região do antebraço; Tendinite (epicondilite, epitrocleite); L.E.R. (lesão por esforço repetitivo) e D.O.R.T. (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho); Auxílio no tratamento fisioterapêutico. CONSULTE UM ESPECIALISTA.

Modo de Uso do produto

Aplicar conforme indicação.

Afrouxe a tira de ajuste. Vista o produto. Posicione o coxim de silicone no local da dor e ajuste a compressão conforme sua necessidade.

Condições de Armazenamento

Armazenamento: Manter em local protegido de chuva, umidade e luz direta.

Preferencialmente armazenar o produto em sua embalagem original.

Faixa de temperatura ambiente de armazenamento: - 10°C a + 60°C.

Faixa de umidade relativa de armazenamento: 30% a 95% (não condensante).

Condições para o Transporte

Ao transportar proteja a embalagem da chuva direta.

Evite quedas durante o transporte.

Faixa de temperatura ambiente de transporte: - 10°C a + 60°C.

Faixa de umidade relativa de transporte: 30% a 95% (não condensante).

Condições de Manipulação

Lavagem normal até 30°C; lavar somente à mão; não usar alvejante à base de cloro; não secar em tambor rotativo; não passar; não lavar a seco; Secagem à sombra.

Precauções

O produto não apresenta contraindicação, desde que sejam respeitadas as instruções de utilização e finalidade ao qual se destina. Consulte um especialista. Não utilize sobre a pele lesionada, ferida, alérgica e durante o sono. Caso ocorra alguma irritação, suspenda imediatamente o uso e contate um médico.

Não utilizar sem indicação médica.