

Instruções de uso

“FILTROS”

- Quando trocar o filtro

. A troca do filtro deve ser realizada a cada período de 30 dias, evitando desta forma o acúmulo de partículas que pode prejudicar o funcionamento do equipamento.

O filtro substituído não pode ser lavado, deverá ser descartado em razão do acúmulo de partículas em sua estrutura interna.

- Como colocar ou substituir o filtro do equipamento.

. Cada modelo de equipamento respiratório possuem o local determinado para realizar a colocação ou substituição do filtro.

Certificar quando da aquisição do equipamento e através do manual de instruções do fabricante o local determinado para realizar este procedimento.

- Em caso de dúvida

. Consultar o técnico do local onde foi comprado ou alugado o equipamento respiratório.