


Torneirinha de 3 vias

3-Way Stopcock Harsoria




Fabricante:	Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.
Procedência:	Gurgaon/Índia
R.T.:	Pâmela Müller Almada
COREN/SC:	000.383.045
MS/Anvisa:	8149570006
Cód. barras:	8908000465404
Importador/ Distribuidor:	Gamma Crucis Comércio Atacadista Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ:	23.864.965/0001-28
NCM:	9018.90.10



Torneirinha de 3 vias

3-Way Stopcock Harsoria




Descrição:

Torneirinha de 3 vias, estéril, constituída por:

- ✦ Tampa superior (protege conector luer slip ou luer lock);
- ✦ Conector Luer Slip ou Luer Lock em policarbonato;
- ✦ Manípulo giratório em polietileno;
- ✦ Corpo principal em policarbonato;
- ✦ Tampa protetora em polietileno;
- ✦ Testado para fluxo suave, laminar e à prova de vazamentos de até 5 bars (72.5 psi) de pressão;

Torneirinha de 3 vias

3-Way Stopcock Harsoria




Indicação de uso:

- ✦ Dispositivo destinado a administração de soluções intravenosas, o fluxo pode ser simultâneo ou por qualquer uma das vias.

Torneirinha de 3 vias

3-Way Stopcock Harsoria



Apresentação do produto:

- ✦ Embalagem secundária: contém 50 unidades;
- ✦ Embalagem terciária (para transporte): contém 500 unidades;
- ✦ Código de barras: 8908000465404



Telefone: (48) 3065 - 0100



E-mail: sac@gammacrucis.com




Rua João Thomaz Pinto, nº 1.570, Galpão 03, Sala 24 - Itajaí, SC.



C.E.P.: 88313-045

Torneirinha de 3 vias

3-Way Stopcock Harsoria



Telefone: (48) 3065 - 0100



E-mail: sac@gammacrucis.com



Rua João Thomaz Pinto, nº 1.570, Galpão 03, Sala 24 - Itajaí, SC.



C.E.P.: 88313-045