

Smart Hyaluclar Foam

- Programas de tratamento de melasma
- Peles com hiperpigmentações
- Peles oleosas ou mistas
- Orientação de uso:
- Coloque uma espumada sobre os dedos e lave o rosto com movimentos circulares.
- Enxague o rosto com água morna.
- Complete a sua rotina Skin Care com os clareadores e regeneradores de ácido hialurônico da Smart GR



Garantia: defeitos de fabricação

NCM: 3304.99.90

IPI: Outras saídas

Substituição tributária: variável ao estado.

Peso: 190gr

Dimensões: 18.5x5

Validade: 12 meses

Registro na ANVISA:

25351.652369/2021-86

Código de barras: 0789116227890