



Compromisso com a vida


COMPLEMENTOS

Aplicação do Produto :


Acessórios para adaptação nas extremidades dos equipamentos para proteção, extensão e retenção.

Desenho do produto :


920.150 - Conector Macho / Fêmea Enteral



910214 - Adaptador Duplo para Frasco de Soro



560.132 - Adaptador para Frasco de Soro



FAMÍLIA: CONECTOR E CONEXÃO
REG. ANVISA: 10104489002

Ficha Técnica :

Composição do Produto

Conector Macho / Fêmea Enteral:

- ① **Conector Macho / Fêmea** enteral adaptável a conexões fêmeas.

Adaptador Duplo para Frasco de Soro

- ② **Protetor** adequado para garantir a esterilidade do produto.

- ③ **Adaptador duplo** adequado para transferência de Fluidos entre frascos de Sistema Fechado.

Adaptador para Frasco de Soro:

- ④ **Adaptador para Frascos** sistema fechado, com vazão menor para uso em curativos.

Embalagem Norma: NBR ISO 14990-7

Interna - Tipo "Blister" com papel grau cirúrgico com selagem adequada e abertura suave e filme flexível cristal atóxico grau médico.

Externa - Caixa de papelão reforçada, com rótulo e instruções de uso conforme RDC n.º 185, Anexo III.B de 22/10/2001.

- **Esterilizado a Óxido de Etileno**

- **Validade de 3 anos**, desde que a embalagem do produto esteja intacta.

Códigos	Descrições	Quant. p/ caixa
920.150	Conector Macho / Fêmea Enteral	100
910.214	Adaptador Duplo para Frasco de Soro	100
560.135	Adaptador para Frasco de Soro	100