



RENOVA®

O PODER DA ESCOLHA

DESPERTE

O **PODER**

DOS **LÁBIOS**

RENOVA®

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID
STERILE GEL WITH LIDOCAINE

lips-lido

Alta satisfação

**Resultados de longa
duração**

Menos eventos adversos²



Rennova Lips Lido é um preenchedor de ácido hialurônico desenvolvido para repor o contorno e volume dos lábios.¹



• 1 seringa de 1,25mL com 0,3% de lidocaína

• 20mg/ml de AH

• Cânula: 25G

• Durabilidade: 12 meses²

• Plano de injeção: mucosa labial



Alta coesividade x moldabilidade

EFICÁCIA COMPROVADA:

ALTO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES TRATADOS²

Os pacientes se mostraram satisfeitos com o conforto e experiência do tratamento.

LONGA DURAÇÃO, PERCEBIDA PELOS PACIENTES² após 12 meses, resultados mantidos e observados.

BAIXO ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS²

Alta integração tecidual que proporciona segurança no tratamento e resultados mais naturais

1 - Instrução de uso do produto; 2- Cunha MG, et al. Acceptability and tolerability of new brand injectable product based on hyaluronic acid lip rejuvenation Rennova Lips®. J. Dermat at Cosmetol. 2022;6(3):85-88. DOI: 10.15406/jdc.2022.06.00215

MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PROIBIDA A REPRODUÇÃO.



RENNOVA® O PODER DA ESCOLHA