

# Quando o Acesso Vascular Rápido é Necessário

O acesso venoso é melhor realizado por meio da porção distal do antebraço.

## Intracath™

- O sistema de agulha e introdutor controlado e exclusivo permite rápida cateterização;
- Gama completa de calibre da agulha com código de cores (16 G - 22 G) e comprimentos (20,3 a 30,5 cm.)
- Tubo radiopaco;
- O estojo removível minimiza a contaminação com o toque do cateter durante a inserção;
- O estilete de aço inoxidável ajuda na introdução do cateter na veia;
- O estojo fechado minimiza o vazamento de sangue e a exposição durante a acomodação;
- A proteção de agulhas do tipo snap-on proporciona plataforma de fixação do cateter.

Informações para fazer os pedidos:

Código do produto	Tamanho	Comprimento (cm)
50 por caixa		
785900	16 G	20,3
785901	19 G	20,3
785902	22 G	30,5
785903	16 G	30,5
785904	19 G	30,5



**ARGON**  
MEDICAL DEVICES