

Ficha Técnica

Fabricante/Importador

Razão Social	CNPJ	Insc. Estadual
DBI Comércio e Importação Eireli	07.295.190/0001-60	117.196.980-110

Produto

Produto	Marca	Modelo
Placa Eletrocirúrgica	Bluepad	A10, A20, P10, P20, RN10, RN20, AP10 eAP20

Descrição

As placas eletrocirúrgicas são eletrodos neutros, dispersivos descartáveis, não estéreis, com ou sem fio pré-fixado e disponíveis em uma ampla variedade de formas e tamanhos (Adultos e pediátricos). São conhecidas como eletrodo de placa, passivo, de retorno ou dispersivo. Elas são indicadas para aderir ao paciente em toda a superfície a fim de completar um circuito elétrico durante a eletrocirurgia entre o gerador eletrocirúrgico, o eletrodo ativo e o paciente. A Placa Eletrocirúrgica Bluepad é indicada para uso em cirurgias que utilizam eletrocirurgia através de gerador eletrocirúrgico. A finalidade de uso do produto é dissipar a corrente elétrica gerada pelo gerador, de modo a fechar o circuito eletrocirúrgico. A corrente circula através de grandes porções do corpo do paciente antes de retornar para a placa.

Características Técnicas

- Produto livre de látex.
- Gel condutivo: Poliacrilato de Sódio, Propanoetriol (glicerina), Água, Cloreto de Potássio.
- Adesivo: acrílico
- Parte posterior: não tecido ("non woven") 80g/cm².
- Folha de alumínio: alumínio puro com espessura de 0,02mm.
- Cabo: PVC e isolamento de cobre
- Espessura do gel: 0,7 mm ± 0,1 mm

Embalagem

Embalada individualmente em envelope de Polietileno tereftalato, ALPET e polietileno. São então acondicionadas em caixas de papelão (fibras de celulose), contendo Instruções de Uso em Português. Quantidade por caixa, verificar tabela por modelo.

Prazo de Validade	Temperatura
24 meses	Min. 0°C / Máx. 40°C

Tributação

NCM	CEST	IPI	ICMS
9018.9099	N/A	8%	Revenda em SP = 18% Revenda fora SP = 4%

Fator de preço	Fator de unidade
Unidade	Unidade

ANVISA

Registro	Validade Registro
80722800013	02/09/2029

Características Gerais


Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	A10 – Inteira		Adulto	>13.6 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	120*255mm	7898543870005
	Caixa	50 unid	140*260mm	17898543870002
	Caixa Master	400 unid	385*550mm	27898543870009


Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	A20 – Bi-partida		Adulto	>13.6 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	120*255mm	7898543890065
	Caixa	50 unid	140*260mm	17898543890062
	Caixa Master	400 unid	385*550mm	27898543890069


Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	P10 – Inteira		Pediátrico	2.7-13.6 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	127*270mm	78988543890096
	Caixa	50 und	140*260mm	17898543890086
	Caixa Master	400 unid	385*550mm	27898543890083


Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	P20 – Bi-partida		Pediátrico	2.7-13.6 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	127*270mm	7898543890096
	Caixa	50 und	140*260mm	17898543890093
	Caixa Master	400 unid	385*550mm	27898543890090


Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	RN10 – Inteira		Recém Nascido	0.45 - 2.7 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	127*270mm	7898543890294
	Caixa	50 und	140*260mm	17898543890291
	Caixa Master	400 unid	385*550mm	27898543890298


Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	RN20 – Bi-partida		Recém Nascido	0.45 - 2.7 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	127*270mm	7898543890300
	Caixa	50 und	140*260mm	17898543890307
	Caixa Master	400 unid	385*550mm	27898543890304



Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	AP10 – Inteira (Anel Protetor)		Adulto/Pediátrico	>2.7 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	143*240mm	7898543890102
	Caixa	50 und	140*180mm	17898543890109
	Caixa Master	100 unid	390*550mm	27898543890113

Imagem do Produto	Modelo		Uso	Indicação
	AP20 – Bi-partida (Anel Protetor)		Adulto/Pediátrico	>2.7 kg
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Pouch	1 unid	143*240mm	7898543890119
	Caixa	50 und	140*180mm	17898543890109
	Caixa Master	100 unid	390*550mm	27898543890113

Contato / Dúvidas

Nome	Setor	Telefone	E-mail
Alessandra Lima	Qualidade	+55 11 3845-0433	qualidade@dbibrasil.com.br